


Anticorps Monoclonal De Lapin Ube2I Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P63279

Numéro d'article: CM0008970



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin UBE2I (UBC9) fiable pour Western blot, IHC-P et ELISA. Détecte l'enzyme de conjugaison SUMO UBC9 humaine, murine et rat, un régulateur clé de la sumoylation, de l'architecture nucléaire et de la ségrégation des chromosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin UBE2I
Remarques/Alias	P18 ; UBC9 ; C358B7.1 ; UBE2I
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7329
GeneID	7329
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1 et 100 de l'UBE2I humain (P63279)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P63279
Poids moléculaire protéique	18 kDa
Expédition	Sac de glace