


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ube2l Pour Wb - P63279

Numéro d'article: CM0020692



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin dirigé contre UBE2L (UBC9) est validé pour la WB, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Explorez la SUMOylation et la ségrégation des chromosomes avec une haute spécificité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-UBE2L
Remarques/Alias	P18 ; UBC9 ; C358B7.1 ; UBE2L
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7329
GeneID	7329
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-158 de l'UBE2L humain (NP_003336.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P63279
Poids moléculaire de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac de glace