

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ube2K Pour Wb, Elisa - P61086

Numéro d'article: CM0013829



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin à haute affinité dirigé contre l'UBE2K humain (E2-25K, HIP2). Validé pour le Western blot et l'ELISA, il constitue un outil essentiel pour la recherche sur le système ubiquitine-protéasome, l'étude de la maladie de Huntington et l'analyse de la dégradation associée au réticulum endoplasmique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UBE2K Rabbit pAb
Remarques/Alias	LIG; HIP2; HYPG; UBC1; E2-25K; UBE2K
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	3093
ID du gène	3093
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de l'UBE2K humain (NP_005330.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P61086
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace