

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ube2W Pour Wb, Elisa - Q96B02

Numéro d'article: CM0022764



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin anti-UBE2W détecte l'UBE2W (UBC-16) humain et murin, validé pour le Western blot et l'ELISA. L'UBE2W est une enzyme de conjugaison de l'ubiquitine E2 impliquée dans la monoubiquitination N-terminale et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-UBE2W
Remarques/Alias	UBC16; UBC-16; UBE2W
Espèce	Humain
GeneID (humain)	55284
GeneID	55284
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40-110 de l'UBE2W humain (NP_001001481.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96B02
Poids de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac de glace