


Ube3A Lapin Pab - Q05086

Numéro d'article: CM0024656



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin UBE3A validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA ; détecte une bande de 101 kDa ; réagit croisé avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'ubiquitination, des rythmes circadiens, de la plasticité synaptique et de l'oncogenèse virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UBE3A Lapin pAb
Remarques/Alias	AS; ANCR; PIX1; E6-AP; HPVE6A; EPVE6AP; UBE3A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7337
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 300-590 de l'UBE3A humaine (NP_570853.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q05086
Poids de la protéine	101kDa
Expédition	Sac de glace