

Anticorps Polyclonal De Lapin Ube4A Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q14139

Numéro d'article: CM0028377



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'UBE4A humain (facteur de conjugaison de l'ubiquitine E4 A) pour WB, IHC-P, ELISA. Réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la voie de l'ubiquitine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UBE4A Rabbit pAb
Remarques / Alias	E4; UFD2; UBOX2; NEDHMS; UBE4A
Espèce	Humain
Identifiant de gène (humain)	9354
Identifiant de gène	9354
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 797-1066 de l'UBE4A humain (NP_001191006.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14139
Poids de la protéine	123 kDa
Expédition	Sac isotherme