

Ubiquitine Lapin Pab - P0Cg47

Numéro d'article: CM0015192



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ubiquitine pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'ubiquitine humaine, murine et rat. Idéal pour étudier la dégradation protéasomale, la réparation de l'ADN et la transduction du signal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ubiquitine Lapin pAb
Remarques/Alias	HEL-S-50 ; Ubiquitine
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7314
GeneID	7314
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-228 de l'ubiquitine humaine (NP_061828.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P0CG47
Poids protéique	26 kDa
Expédition	Sac de glace