

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ubiquitine Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P0CG47

Numéro d'article: CM0022900



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ubiquitine de haute qualité adapté aux applications WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte l'ubiquitine chez l'homme, la souris, le rat et d'autres espèces. Idéal pour les études de dégradation des protéines et de signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de Lapin Anti-Ubiquitine
Remarques/Alias	HEL-S-50 ; Ubiquitine
GeneID (Humain)	7314
GeneID	7314
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-228 de l'ubiquitine humaine (NP_061828.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autres (Large spectre prédit)
SWISS	P0CG47
Poids moléculaire protéique	26 kDa
Expédition	Sac de glace