


Anticorps Polyclonal De Lapin Contre L'ubiquityl-Histone H2A-K119 (P04908/P0C0S8) Pour Wb Et Elisa

Numéro d'article: CM0000075



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'histone H2A ubiquitylée à la lysine 119 (UniProt P04908/P0C0S8). Convient pour le Western blot et l'ELISA, avec une large réactivité interspécifique (Humain, Souris, Rat, et prédit). Idéal pour la recherche en épigénétique et en chromatine dans le développement de DIS.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Ubiquityl-Histone H2A-K119 Lapin pAb
Remarques/Alias	HIST1H2AB; Ubiquityl-Histone H2A-K119
Espèce	Humain
GeneID (humain)	H2A
GeneID	3012/8329
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide ubiquitylé synthétique autour du K119 de HIST1H2AB humain (NP_734466.1).
Source	Lapin
Catégorie	Autres Anticorps Modifiés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large Gamme Prédite)
SWISS	P04908/P0C0S8
Poids Protéique	14kDa
Expédition	Sac de glace