


## Acm De Lapin Anti-Uch37/Uchl5 Pour Wb Et Elisa - Q9Y5K5

Numéro d'article: CM0007414



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'UCH37/UCHL5 humain, validé pour WB et ELISA. Reconnaît l'UCHL5 humain, murin et de rat, une déubiquitine associée au protéasome impliquée dans la dégradation des protéines et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                             |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | Acm de lapin anti-UCH37/UCHL5                                                                                                      |
| Remarques/Alias                  | UCHL5 ; CGI-70 ; INO80R ; UCH-L5 ; UCH37 ; hydrolase C-terminale de l'ubiquitine L5 ; UCH37/UCHL5                                  |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                             |
| Identifiant du gène              | 51377                                                                                                                              |
| Immunogène                       | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-329 de l'UCH37/UCHL5 humain (NP_057068.1) |
| Source                           | Lapin                                                                                                                              |
| Catégorie                        | Anticorps monoclonaux                                                                                                              |
| Application                      | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Réactivité croisée               | Humain, Souris, Rat                                                                                                                |
| SWISS                            | Q9Y5K5                                                                                                                             |
| Poids moléculaire de la protéine | 36kDa/37kDa                                                                                                                        |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                       |