

Ucp3 Lapin Pab Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P55916

Numéro d'article: CM0019577

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'UCP3 humain, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, murins et de rat. Convient pour étudier le métabolisme mitochondrial et le découplage.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	UCP3 Lapin pAb
Remarques/Alias	SLC25A9; UCP3
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	7352
GenelD	7352
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-119 de l'UCP3 humain (NP_073714.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P55916
Poids protéique	34 kDa
Expédition	Sac de glace