


Ufd1L Rabbit Mab - Q92890

Numéro d'article: CM0003826



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre UFD1L (facteur de reconnaissance de l'ubiquitine dans l'ERAD) validé pour le Western blot et l'ELISA sur des échantillons humains et de rat. Idéal pour l'étude des voies de l'ubiquitine-protéasome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UFD1L Rabbit mAb
Remarques/Alias	UFD1L
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	7353
ID de gène	7353
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q92890
Poids de la protéine	35kDa
Expédition	Sac de glace