

Ugt2B7 Lapin Pab - P16662

Numéro d'article: CM0022216



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre UGT2B7. Validé en WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible les acides aminés 25-351. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des médicaments et la conjugaison hormonale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UGT2B7 Lapin pAb
Remarques/Alias	UGT2B9 ; UDPGTH2 ; UDPGT2B7 ; UDPGTH-2 ; UDPGT 2B7 ; UDPGT 2B9 ; UGT2B7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7364
GeneID	7364
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-351 de l'UGT2B7 humain (NP_001065.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P16662
Poids protéique	61 kDa
Expédition	Sac de glace