

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Unc5C Pour Wb Et Elisa - 095185

Numéro d'article: CM0013449

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-UNC5C de haute qualité validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'UNC5C humain, murin et de rat (103 kDa). Idéal pour les études de guidage axonal et d'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-UNC5C
Remarques/Alias	UNC5H3 ; UNC5C
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	8633
GenelD	8633
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 300-360 de l'UNC5C humain (NP_003719.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	095185
Poids moléculaire de la protéine	103 kDa
Expédition	Sac de glace