

Upf1/Rent1 Lapin Pab - Q92900

Numéro d'article: CM0015188



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'UPF1/RENT1 humain, validé pour WB, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la dégradation de l'ARNm médiée par les codons non-sens (NMD).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UPF1/RENT1 Lapin pAb
Remarques/Alias	UTF; HUPF1; NORF1; RENT1; smg-2; pNORF1; UPF1/RENT1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5976
GeneID	5976
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 819-1118 de l'UPF1/RENT1 humain (NP_002902.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92900
Poids moléculaire	124 kDa
Expédition	Sac de glace