


Mab De Lapin Anti-Uqcrh Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P07919

Numéro d'article: CM0010274



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin recombinant ciblant l'UQCRH humaine, une sous-unité du complexe III mitochondrial. Validé pour WB, IHC-P et ELISA ; réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les maladies mitochondriales et la bioénergétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-UQCRH
Remarques/Alias	QCR6 ; UQCR8 ; MC3DN11 ; UQCRH
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7388
GeneID	7388
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1-91 de l'UQCRH humaine (P07919)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P07919
Poids de la protéine	11 kDa
Expédition	Sac de glace