

Ac Mab De Lapin Anti-Uromoduline/Umod Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P07911

Numéro d'article: CM0006981



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant l'Uromoduline/UMOD (THP) humaine, validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit croisé avec l'humain et la souris. Idéal pour la biologie rénale, la recherche sur les infections urinaires et les études de biomarqueurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAb de lapin anti-Uromoduline/UMOD
Remarques/Alias	THP; FJHN; HNFJ; THGP; HNFJ1; MCKD2; ADTKD1; ADMCKD2; Uromoduline/UMOD
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7369
GeneID	7369
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 175-324 de la glycoprotéine Tamm Horsfall humaine (NP_003352.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P07911
Poids de la protéine	70kDa/55kDa/115kDa
Expédition	Sac de glace