

Ush1C Lapin Pab - Ush1C

Numéro d'article: CM0024824

Introduction

Anticorps polyclonal ciblant l'USH1C de poisson zèbre, validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Adapté à la recherche sur le syndrome d'Usher et la neuroscience sensorielle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	USH1C Lapin pAb
Remarques / Alias	zgc:136806; USH1C
Espèce	Poisson zèbre
Identifiant de gène (Humain)	10083
Identifiant de gène	564412
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 de l'USH1C de poisson zèbre (NP_001035018.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
Poids de la protéine	45kDa/58kDa/60kDa/62kDa/101kDa
Expédition	Sac de glace