

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Usp10 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q14694

Numéro d'article: CM0008843



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant l'USP10 humaine (Q14694). Validé pour les applications WB, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec la souris. Idéal pour l'étude de la déubiquitinylation, de l'autophagie et des voies de réponse aux dommages à l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-USP10
Remarques/Alias	UBPO ; UBP10 ; MGC2621 ; USP10
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	9100
ID de gène	9100
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 de l'USP10 humaine (Q14694).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q14694
Poids de la protéine	87 kDa
Expédition	Sac de glace