

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Usp10 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q14694

Numéro d'article: CM0028047



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'USP10 humaine, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. L'USP10 est une déubiquitineuse régulant p53, l'autophagie, le recyclage des ribosomes et la signalisation NF-kB. Idéal pour la recherche en biologie cellulaire et cancéreuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	USP10 Lapin pAb
Remarques/Alias	UBPO; USP10
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	9100
ID de gène	9100
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 499-798 de l'USP10 humaine (NP_005144.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q14694
Poids de la protéine	87kDa
Expédition	Sac de glace