

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Usp18 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Umw8

Numéro d'article: CM0022495

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-USP18 de haute qualité validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'USP18 humain, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la fonction protéase spécifique d'ISG15 dans la signalisation interféron et la régulation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	USP18 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ISG43; UBP43; PTORCH2; USP18
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	11274
ID du gène	11274
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 à 100 de l'USP18 humain (NP_059110.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UMW8
Poids de la protéine	43kDa
Expédition	Sac de glace