

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Usp39 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q53Gs9

Numéro d'article: CM0006742



Introduction

Validez USP39 (Q53GS9) avec cet anticorps monoclonal de lapin. Convient pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Cible une déubiquitinase impliquée dans l'épissage des pré-ARNm, la réparation de l'ADN, la réponse antivirale et la régulation de NF-κB.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-USP39
Remarques/Alias	65K ; SAD1 ; CGI-21 ; HSPC332 ; SNRNP65 ; USP39
Espèce	Humain
GeneID (humain)	10713
GeneID	10713
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 466-565 de l'USP39 humain (Q53GS9).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q53GS9
Poids protéique	65 kDa
Expédition	Sac de glace