


Anticorps Monoclonal Lapin Usp7/Hausp Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q93009

Numéro d'article: CM0009663



Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant l'USP7/HAUSP humain (Q93009). Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la voie p53, la réparation de l'ADN et la déubiquitination.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	USP7/HAUSP mAc Lapin
Remarques/Alias	TEF1; HAUSP; HAFOUS; DEL16P13.2; C16DELp13.2; USP7/HAUSP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7874
GeneID	7874
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-200 de l'USP7/HAUSP humain (Q93009))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q93009
Poids Protéique	128kDa
Expédition	Sac de glace