


Usp7/Hausp Lapin Pab - Q93009

Numéro d'article: CM0016624



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin USP7/HAUSP pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible l'enzyme de déubiquitination USP7 dans la régulation de p53 et la réparation de l'ADN. Idéal pour la recherche sur la dégradation des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	USP7/HAUSP Lapin pAb
Remarques/Alias	TEF1; HAUSP; HAFOUS; DEL16P13.2; C16DELP13.2; USP7/HAUSP
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7874
GeneID	7874
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 206-1102 de l'USP7/HAUSP humain (NP_003461.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q93009
Poids de la protéine	128 kDa
Expédition	Sac de glace