


Anticorps Monoclonal Lapin Usp9X Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q93008

Numéro d'article: CM0004842



Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin USP9X validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'USP9X humain, souris et rat, une déubiquitineuse critique pour le renouvellement des protéines et la signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	USP9X mAb Lapin
Remarques/Alias	FAF; FAM; hFAM; DFFRX; MRX99; XLID99; MRXS99F; USP9X
Espèce	Humain
ID de Gène	8239
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'USP9X humain (Q93008).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q93008
Poids Protéique	290kDa
Expédition	Sac de glace