

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Uty Pour Wb, Elisa - O14607

Numéro d'article: CM0026026



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'UTY humain (histone déméthylase UTY), validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat, adapté à la recherche en épigénétique et sur le chromosome Y.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UTY pAb de lapin
Remarques/Alias	UTY1; KDM6C; KDM6AL; UTY
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	7404
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-70 de l'UTY humain (NP_009056.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	O14607
Poids moléculaire de la protéine	150 kDa
Expédition	Sac de glace