


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Vamp2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P63027

Numéro d'article: CM0012863



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre VAMP2 (synaptobrevine-2), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Reconnaît VAMP2 humain, murin, rat. Idéal pour les études sur la libération des neurotransmetteurs et la fusion des vésicules synaptiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-VAMP2
Remarques/Alias	SYB2 ; VAMP-2 ; NEDHAHM ; VAMP2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	6844
ID du gène	6844
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence dans les acides aminés 1-100 de VAMP2 humain (NP_055047.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P63027
Poids moléculaire de la protéine	13 kDa
Expédition	Sac de glace