

## Ac Mab Vamp8 Lapin Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bv40

Numéro d'article: CM0012122



### Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-VAMP8 validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réagit avec l'humain, la souris et le rat. Convient à l'étude de la fusion membranaire médiée par SNARE, de l'autophagie et de l'exocytose.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | Ac mAb VAMP8 Lapin                                                                                                                         |
| Remarques/Alias      | EDB; VAMP-8; VAMP8                                                                                                                         |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                     |
| GeneID (Humain)      | 8673                                                                                                                                       |
| GeneID               | 8673                                                                                                                                       |
| Immunogène           | Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du VAMP8 humain (NP_003752.2). |
| Source               | Lapin                                                                                                                                      |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                                      |
| Application          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                           |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                                        |
| SWISS                | Q9BV40                                                                                                                                     |
| Poids de la protéine | 11kDa                                                                                                                                      |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                               |