

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Vangl2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9UIk5

Numéro d'article: CM0026080



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant VANGL2 (Strabismus 1), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte le VANGL2 humain et murin. Idéal pour la recherche sur la polarité cellulaire planaire, le développement du tube neural et la morphogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VANGL2 Lapin pAb
Remarques/Alias	LPP1; LTAP; STB1; STBM; STBM1; VANGL2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	57216
GeneID	57216
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-110 du VANGL2 humain (NP_065068.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9ULK5
Poids moléculaire	60kDa
Expédition	Sac de glace