

Anticorps Monoclonal Vcam1 De Lapin Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P19320

Numéro d'article: CM0007658



Introduction

Anticorps monoclonal VCAM1 de lapin de haute qualité validé pour WB, IHC-P et ELISA. Reconnaît la VCAM1 humaine (P19320) avec un immunogène dérivé des acides aminés 25-698. Idéal pour la recherche sur l'inflammation et la surveillance immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VCAM1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	CD106; INCAM-100; VCAM1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	7412
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-698 de la VCAM1 humaine (NP_001069.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P19320
Poids de la protéine	71KDa/74KDa/81KDa
Expédition	Sac de glace