


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Vcp Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P55072

Numéro d'article: CM0026010



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant VCP (p97/TERA) pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit avec le VCP humain, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur l'ERAD, l'autophagie et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VCP Lapin pAb
Remarques/Alias	p97, TERA, CDC48, FTDALS6, VCP
Espèce	Humain
GeneID	7415
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 460-770 du VCP humain (NP_009057.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P55072
Poids de la protéine	89kDa
Expédition	Sac de glace