

Anticorps Polyclonal De Lapin Veph1 Pour Wb Et Elisa - Q14D04

Numéro d'article: CM0015871

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin VEPH1 pour Western blot et ELISA. Cible la protéine VEPH1 (MELT) humaine, réactivité croisée avec la souris. Adapté à la recherche sur la signalisation TGF-bêta.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VEPH1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MELT; VEPH; VEPH1
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	79674
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 448-547 de la VEPH1 humaine (NP_078897.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q14D04
Poids de la protéine	95kDa
Expédition	Sac de glace