


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Bii-Tubuline/B2-Tubuline Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13885 / Q9Bva1

Numéro d'article: CM0009206



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la β II-tubuline/ β 2-tubuline (TUBB2A/TUBB2B), validé pour la WB, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA ; réagit avec les protéines humaines, de souris et de rat ; idéal pour la recherche sur la dynamique des microtubules.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti- β II-tubuline/ β 2-tubuline
Remarques/Alias	CDCBM5 ; TUBB ; TUBB2 ; β II-tubuline/ β 2-tubuline
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	7280/347733
ID du gène	7280/347733
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 346 et 445 de la β II-tubuline/ β 2-tubuline humaine (Q13885).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q13885/Q9BVA1
Poids de la protéine	50 kDa
Expédition	Sac réfrigérant