

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Villin1 Pour Wb, Elisa - P09327

Numéro d'article: CM0027871



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la Villine-1 humaine, validé pour WB et ELISA. Détecte la Villine-1 endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur les cellules épithéliales et le cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Villin1
Remarques/Alias	VIL; D2S1471; Villin1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	7429
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-827 de la Villin1 humaine (NP_009058.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P09327
Poids de la protéine	93kDa
Expédition	Sac de glace