

## Anticorps Polyclonal De Lapin Vimp Pour Wb, Elisa - Q9Bqe4

Numéro d'article: CM0014427



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin VIMP validé pour WB et ELISA, réactif avec l'humain, la souris et le rat. Cible la sélénoprotéine S impliquée dans la dégradation associée au réticulum endoplasmique. Idéal pour la recherche sur le stress du réticulum endoplasmique.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | pAb de Lapin VIMP                                                                                                   |
| Remarques/Alias    | SELS; VIMP; ADO15; SBB18; SEPS1; AD-015                                                                             |
| Espèce             | Humain                                                                                                              |
| GeneID (Humain)    | 55829                                                                                                               |
| GeneID             | 55829                                                                                                               |
| Immunogène         | Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50-150 de VIMP humain (NP_982298.2) |
| Source             | Lapin                                                                                                               |
| Catégorie          | Anticorps Polyclonaux                                                                                               |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                           |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                 |
| SWISS              | Q9BQE4                                                                                                              |
| Poids protéique    | 21kDa                                                                                                               |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                        |