


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Vinculine Pour Wb, If/Icc, Elisa - P18206

Numéro d'article: CM0017750



Introduction

Anticorps polyclonal (PAb) de lapin anti-vinculine validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte la vinculine humaine, de souris et de rat (~124 kDa). Convient aux études sur l'adhésion cellulaire, le cytosquelette et la mécanosensibilité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-vinculine
Remarques/Alias	MV ; MVCL ; CMD1W ; CMH15 ; HEL114 ; Vinculine
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	7414
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 751-850 de la vinculine humaine (NP_054706.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P18206
Poids de la protéine	124 kDa
Expédition	Sac de glace