


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Vip Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P01282

Numéro d'article: CM0017706



### Introduction

Le VIP Rabbit pAb est un anticorps polyclonal validé pour WB, IHC-P, ELISA. Il réagit avec le VIP humain, souris et rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation des neuropeptides et le développement de tests de diagnostic.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | VIP Rabbit pAb                                                                                                            |
| Remarques / Alias  | PHM27 ; VIP                                                                                                               |
| Espèce             | Humain                                                                                                                    |
| GenelD (humain)    | 7432                                                                                                                      |
| GenelD             | 7432                                                                                                                      |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 31-170 du VIP humain (NP_003372.1) |
| Origine            | Lapin                                                                                                                     |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                     |
| Application        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                          |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                       |
| SWISS              | P01282                                                                                                                    |
| Poids protéique    | 19 kDa                                                                                                                    |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                              |