


Anticorps Polyclonal De Lapin Vip Pour Wb, Elisa - P01282

Numéro d'article: CM0022524



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-VIP validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA, adapté aux échantillons humains, de souris et de rat. Cible le neuropeptide VIP impliqué dans la vasodilatation, la neuroprotection et la modulation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	VIP Lapin pAb
Remarques/Alias	PHM27; VIP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7432
GeneID	7432
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-169 du VIP humain (NP_919416.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01282
Poids Protéique	19kDa
Expédition	Sac de glace