


Vista Rabbit Pab - Q9H7M9

Numéro d'article: CM0015627



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre VISTA humain (B7H5, GI24) pour les applications de WB et d'ELISA. Convient à la recherche sur l'activation des lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VISTA Rabbit pAb
Remarques/Alias	B7H5; GI24; B7-H5; Dies1; PD-1H; SISP1; VISTA; PP2135; C10orf54; DD1alpha
Espèce	Humaine
ID du gène	64115
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 33-194 de VISTA humain (NP_071436.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q9H7M9
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace