

Vitamine D (25-Oh-Vd) Ac Mab De Lapin - 25-Oh-Vd

Numéro d'article: CM0008578

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la 25-hydroxyvitamine D (25-OH-VD). Réactivité indépendante de l'espèce, adapté pour les applications DB et ELISA. Pour le développement de kits de diagnostic et la recherche sur la vitamine D.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Vitamine D (25-OH-VD) Ac mAb de Lapin
Immunogène	Composés chimiques correspondant à la Vitamine D (25-OH-VD)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	DB, ELISA
Réactivité Croisée	Indépendante de l'espèce
Expédition	Sac de glace