


Vldlr Lapin Pab Pour Wb, Elisa - P98155

Numéro d'article: CM0030111



Introduction

VLDLR Lapin pAb, spécifique du récepteur des lipoprotéines de très basse densité humain et murin, adapté pour WB et ELISA. Réactif clé pour la recherche sur le métabolisme lipidique, la signalisation Reelin et la migration neuronale. Provenant de la plateforme de matières premières IVD one-stop de CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VLDLR Rabbit pAb
Remarques / Alias	CAMRQ1; CARMQ1; CHRMQ1; VLDL-R; VLDLRCH; VLDLR
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7436
GeneID	7436
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence contenant les acides aminés 833-869 de la VLDLR humaine (NP_003374.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P98155
Poids de la protéine	96kDa
Expédition	Sachet de glace