


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Vps37A Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nez2

Numéro d'article: CM0015311



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant VPS37A, une sous-unité du complexe ESCRT-I. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. L'immunogène correspond aux acides aminés 224-397 du VPS37A humain.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit      | VPS37A Lapin pAb                                                                                                               |
| Remarques/Alias     | HCRP1; PQBP2; SPG53; VPS37A                                                                                                    |
| Espèce              | Humain                                                                                                                         |
| ID de gène (Humain) | 137492                                                                                                                         |
| ID de gène          | 137492                                                                                                                         |
| Immunogène          | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 224-397 du VPS37A humain (NP_689628.2). |
| Source              | Lapin                                                                                                                          |
| Catégorie           | Anticorps polyclonaux                                                                                                          |
| Application         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                              |
| Réactivité croisée  | Humain, Souris, Rat                                                                                                            |
| SWISS               | Q8NEZ2                                                                                                                         |
| Poids moléculaire   | 44kDa                                                                                                                          |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                                                   |