

Anticorps Polyclonal De Lapin Vsnl1/Vilip-1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P62760

Numéro d'article: CM0028214

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin VSNL1/VILIP-1 de haute qualité validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche en neurosciences et sur les biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	VSNL1/VILIP-1 Lapin pAb
Remarques/Alias	HLP3; VILIP; HPCAL3; HUVISL1; VILIP-1; VSNL1/VILIP-1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	7447
GenelD	7447
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 2-191 de VSNL1/VILIP-1 humain (NP_003376.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62760
Poids moléculaire	22kDa
Expédition	Sac de glace