

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Wasf3 Pour Wb Et Elisa - Q9Upy6

Numéro d'article: CM0021186

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine WASF3 (WAVE3). Validé pour le WB et l'ELISA avec réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la dynamique du cytosquelette d'actine et de la morphologie cellulaire. - Q9UPY6

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	WASF3 Anticorps polyclonal de lapin (pAb)
Remarques/Alias	SCAR3; WAVE3; Brush-1; WASF3
Espèce	Humain
ID de gène	10810
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200-300 de la protéine humaine WASF3 (NP_001278894.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UPY6
Poids de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac de glace