


Anticorps Monoclonal De Souris Wdr77 Pour Wb Et Elisa - Q9Bqa1

Numéro d'article: CM0004401



Introduction

Anticorps monoclonal de souris dirigé contre la protéine humaine WDR77 (p44/Mep50), validé pour des applications en Western blot et ELISA. Adapté pour l'étude de la fonction du méthylosome, de l'assemblage des protéines Sm spliceosomiques et de la méthylation des protéines Piwi.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	WDR77 Mouse mAb
Remarques / Alias	p44; MEP50; MEP-50; HKMT1069; Nbla10071; p44/Mep50; WDR77
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	79084
Identifiant du gène	79084
Immunogène	Protéine recombinante de la WDR77 humaine
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9BQA1
Poids de la protéine	37 kDa
Expédition	Sachet de glace