

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Wisp3 Pour Wb, Elisa - 095389

Numéro d'article: CM0017206

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le WISP3 humain (CCN6), validé en WB et ELISA, avec réactivité croisée vis-à-vis de la souris et du rat. Idéal pour l'étude de la respiration mitochondriale et de la croissance squelettique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	WISP3 Lapin pAb
Remarques/Alias	PPD; LIBC; PPAC; PPRD; WISP3; WISP-3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8838
GeneID	8838
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 42-260 du WISP3 humain (NP_937882.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	095389
Poids moléculaire	39kDa
Expédition	Sac de glace