

Wnk3 Lapin Mab - Q9Byp7

Numéro d'article: CM0006493



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la WNK3 humaine, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte la WNK3 humaine, murine et de rat (~198 kDa). Idéal pour la recherche sur la signalisation des kinases et l'homéostasie des électrolytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	WNK3 Lapin mAb
Remarques/Alias	PRKWNK3; WNK3
Espèce	Humain
Identifiant du gène	65267
Immunogène	Peptide synthétique ; un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1700 et 1800 de la WNK3 humaine. (NP_065973.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BYP7
Poids moléculaire de la protéine	198 kDa
Expédition	Sac de glace