

Wnt3A Rabbit Pab Pour Wb, Elisa - P56704

Numéro d'article: CM0015993



Introduction

WNT3A Rabbit pAb est un anticorps polyclonal validé pour WB et ELISA, ciblant Wnt-3a humain et souris. Idéal pour la signalisation Wnt canonique, la biologie du développement et la recherche sur l'auto-renouvellement des cellules souches.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	WNT3A Rabbit pAb
Remarques/Alias	WNT3A
Espèce	Humain
GeneID	89780
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-200 de WNT3A humain (NP_149122.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P56704
Poids de la protéine	39kDa
Expédition	Sac de glace