

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Wtap Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q15007

Numéro d'article: CM0020858



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-WTAP (pAb) validé pour WB, IF/ICC et ELISA, avec une réactivité croisée chez l'humain, la souris et le rat. Cible le régulateur de l'épissage des pré-ARNm WTAP, un facteur clé de la méthylation m6A. Idéal pour les études sur la modification de l'ARN et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	WTAP pAb de lapin
Remarques/alias	Mum2 ; WTAP
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9589
GeneID	9589
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 212 à 355 de WTAP humain (NP_004897.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q15007
Poids moléculaire	44 kDa
Expédition	Sac réfrigérant