


Anticorps Mon Monoclonaux De Lapin Anti-Xbp1 Pour Wb, Ip Et Elisa - P17861

Numéro d'article: CM0012563



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-XBP1 adapté pour le Western blot, l'immunoprécipitation et l'ELISA. Détecte le XBP1 humain et de souris. Utile pour l'étude du stress du RE et de la réponse aux protéines mal repliées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	XBP1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	XBP2; TREB5; XBP-1; TREB-5; XBP1s
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	7494
GenelD	7494
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P17861
Poids Protéique	29kDa
Expédition	Sac de glace